Prácticas de instrumentación del período 2021


J. Peña-Rodríguez Universidad Industrial de Santander


Latin American alliance for Capacity buildiNG in Advanced physics

LA-CONGA physics

Prácticas 2021

Espectroscopía





Estado sólido

v1 = 0.975400 V v2 = 5.500200 V v3 = 9.450000 V v4 = 50.001400 V vdepl = 6.273741 V evdepl = 1.068368 V neff = 9.292867e+10 1./cm^3 eneff = 5.367822e+09 1./cm^3 w = 298.118253 um ew = 26.804102 um

El ancho de a zona de deplexión se define como

$$w = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{dep}}{e|N_{eff}|}}$$

donde ε es la permitividad del material, e es la carga del electrón y N_{eff} el dopaje efectivo del material.

El voltaje de deplexión se estima con la fórmula


$$V_{dep} = \frac{n_2 - n_1}{k_1 - k_2}$$


donde n y k son el intercepto y la pendiente de la recta ajustada a las mediciones CV.

La concentración de dopaje efectiva se deriva de

$$|N_{eff}| = \frac{2}{A^2 \varepsilon e} \frac{dV}{d(1/C^2)}$$

donde $\frac{dV}{d(1/C^2)}$ es la pendiente del ajuste lineal de la curva C2V.







Detección de luz




- Señal/ruido
 - Calibración





Proyectos 2021

LACONGA Remote Labs



Equipos CAEN

CAEN Instruments – LACONGA Physics

- **SP5701** Easy PET
- SP5600AN Kit for Gamma,
 Beta radiation and particle experiments
- SP5600EMU Digital Detector Emulator
 - + Multichannel Analyzer
- DT5725SB Pulser Digitizer







